

# Check-OFF



## Softwarelösung für die Routinekontrollen

Vor Inbetriebnahme der Geräte sollen die Reinigungs- und Desinfektionsgeräte einer täglichen Routinekontrolle laut Herstellerangaben unterzogen werden.

Laut der Medizinprodukte Betreiberverordnung, Paragraph §8 zur Aufbereitung von Medizinprodukten, muss der Erfolg der Verfahren Reinigung, Desinfektion und Sterilisation nachvollziehbar gewährleistet sein.

**Check-OFF** bietet eine einfache, komfortable und gesetzeskonforme Möglichkeit zur Gestaltung von Formularen und Prüfdokumenten, die Ihre Routinechecks dokumentieren und dem Qualitätsmanagement entsprechen

### Routineprüfungen:

- minütlich**
- stündlich**
- täglich**
- monatlich**
- halbjährlich**
- jährlich**

**Check-OFF**

---

Objektname : Betriebstägliche Prüfung G7 -  
Objektyp : 1  
Seriennummer :  
Baujahr :  
ProtokollID : 13246  
Bemerkung : G7

Abgeschlossen : ✖  
Erfolgreich : ✔

Bezeichnung der Kontrolle : Dokumentation der betriebstäglichen Prüfung  
geplanter Zeitpunkt : 22.05.2018  
durchgeführter Zeitpunkt : 22.05.2018 13:13:33  
MA-Kürzel : hb

Zusatzbemerkung:  
G7

Checkbemerkung:

Pos	Beschreibung Kontrolle	durchgeführt / erfolgreich	Bemerkung	Datum / MA-Kürzel
1	Filterkombination, grob / fein	✔ ✔		22.05.2018 hb
2	Pumpensumpf	✔ ✔		22.05.2018 hb
3	Dreharme / Sprühdüsen	✔ ✔		22.05.2018 hb
4	Ober- und Unterkorb / Ankopplung / Anschlüsse / Adapter / Düsen / Laufrollen	✔ ✔		22.05.2018 hb
5	Sichtkontrolle RDG innen / außen	✔ ✔		22.05.2018 hb
6	Türdichtung	✔ ✔		22.05.2018 hb
7	Vorrat Prozesschemikalien	✔ ✔		22.05.2018 hb

# Check-OFF



## Softwarelösung für die Routinekontrollen

Mit dem Einsatz von **Check-OFF** werden alle relevanten Daten Ihrer Routinekontrollen, mühelos und übersichtlich in einem Report zur Verfügung gestellt. Fügen Sie Ihren Routinechecks ganz einfach externe Dokumente, wie zum Beispiel Fotos, Temperaturlogger Daten sowie Datenblatt-informationen an.

Profitieren Sie damit von der dokumentierten Freigabeentscheidung für den Einsatz Ihrer Maschinen und allen anderen „Objekten“ Ihrer Einrichtung, die einer regelmäßig stattfindenden Kontrolle bedürfen.

Gespeichert werden Ihre Daten mit **Check-OFF** in einer SQL Datenbank, so können Sie Ihre Routinechecks auch nach 30 Jahren unkompliziert nachweisen.

The screenshot shows a software window titled "aktuelle Routinekontrollprotokolle". It features a sidebar with navigation options like "Objekte & Aufgaben", "abgeschlossene Protokolle", and "aktive Kontrollvorlagen". The main area contains a table with columns for "test", "Check a...", "Check erfolgreich", and "Bemerkung". The table lists various checks such as "Betriebsmäßige Prüfung des RDG", "Tägliche Routine Sterilisator", and "Täglicher Check".

test	Check a...	Check erfolgreich	Bemerkung
Betriebsmäßige Prüfung des RDG	x	x	Hier könnten Hinweise zu dieser Kon...
Tägliche Routine Sterilisator	x	x	das ist das bem.feld zum test
Täglicher Check	x	x	Bowie-Dick Test
Routine Check Siegelneht	x	x	Sicht Prüfung Die Siegelneht soll glet...
Re-Validierung RDG	x	x	Hersteller
Periodische Routinekontrolle RDG	x	x	Nachweis ener effektiven Reinigung
Täglicher Bowie Dick (Stern)	x	x	Der Tägliche Bowie Dick mit Sicheru...
Funktionsprüfung beweglicher Teil	x	x	gemäß Herstellerangaben
Sichtkontrolle	x	x	RDG 01-09

## Einsatzmöglichkeiten und Vorteile von Check-OFF:

- ✓ Arbeitsschritte für Kontrollen und Prüfungen definieren
- ✓ Konkretisierung Ihrer Checklisten durch Arbeitsanweisungen
- ✓ Selbstgestaltung von qualitätsmanagementkonformen Dokumenten
- ✓ Anlegen von Benutzergruppen
- ✓ Benutzersteuerung
- ✓ Mitarbeiter bezogene Freigabeberechtigungen
- ✓ Gestaltung von Kontrollplänen für Begehungen /Audits
- ✓ Erstellung von Kontrolllisten zum Umgang mit chemischen Stoffen, Schutzausrüstungen etc.
- ✓ Reportbezogene Hinterlegung externer Prüfdokumente (Bilder, PDF, etc.)
- ✓ Rechtsicherheit durch Routinereportsicherung in einer SQL-Datenbank
- ✓ uvm.